


EasyStand™ *Bantam - Snabb guide!*

Steg 1


Detta ska justeras in utan brukaren!
Justera in fotplattans höjd (A)
så att användarens knä kommer lägre
än höften (B).
Lås vredet!



Tips - Justera fotplattan så att femur vilar på sittdelen!

Steg 2

Att justera sittdjupet:
- Lossa vredet till sittsupjusteringen.
- Lossa vredet till rygjusteringen.
- Justera in sittdjupet (C) så att både
sittdjup och ryggvinkel föjs åt!
Justera så att dom två hamnar på
samma färgkombination.




Tips
- Ta bort bordet för att underlätta injusteringen!

Använd handtaget (D) för enklare
justering.

Steg 3

Knästödet
- Sträva till att få användarens höftled
så nära leden mellan sitt & rygg. (E)



Tips
- Sträva till att få användarens höftled så nära leden
mellan sitt & rygg. (E)

För att säkerställa korrekt position, ska
man få plats med två fingrar mellan
framkant på sittdel & knä (F). Justera
knästödet så att det ligger bekvämt mot
knäna (F)

EasyStand™



Tipp-funktion
Tipp-reglaget finns under sittdelen
på höger sida.



Spaken ska vara uppfälld för att
användas i stående & nedfälld i
tipp-läge.



Låsningen av höftled finns på vänster
sida, se bild ovan.



Leden ska vara öppen = löst vred
om den ska användas i stå funktion.
Låst vred i tipp-funktion.

Lås ALLTID vredet när det ska tippas



Exempel 1:
Bilderna ovan visar en Bantam där
man inte har gått ända upp i stående
innan man tiltat systemet.



Exempel 2:
Bilderna ovan visar en Bantam där
man har gått ända upp i stående
innan man tiltat systemet.