

Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.



Support Armbindel förhindrar "översträck" för att armarna inte ska hamna utanför sittsystemet eller rullstolen.

Montering på sittsystem eller rullstol: Support Armbindel ska monteras och anpassas av medicinskt / behörig personal. Dragriktningen för Armbindeln ska vara diagonalt för att förhindra "översträck" och samtidigt ge rörelsefrihet. Lämplig fästpunkt kan vara runt rullstolens ramrör eller i sittsystemets yttersida.

- 1) Montera Armbindeln vid lämplig placering med bif. spännen.
Alt. 1: Skruvas i sittsystemet: Vid montering i sittsystemet skruvas bif. öppningsbart bandlås fast.
Alt. 2: Montering runt rör: Vid montering runt ramrören, trä bandet genom bif. Tri-glide spänne som bilden visar.
- 2) Justera längden för brukarens rörelseomfång vid fästpunkterna.
- 3) Spänn bandet vid handleden. Se till att bälteskudden sitter placerad så att den ger maximal tryckavlastning.

Daglig skötsel/Rekonanvisning

Torkas enkelt av med fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel. Visuell översyn av sömmar, band och spännen så att det är helt och fungerar

Tvättråd

60°, fintvätt. Ej torktumling. Torkskåp låg temperatur, vi rekommenderar dock hängtorkning (torkar snabbast). För längre hållbarhet tvätta i tvättpåse.

Kontroller

Kontrollera vid varje ny insittning: * trycket på bandet så att stasning ej sker. * placeringen av bälteskuddarna. Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast använda Armbindeln.

Kontroll av slitage: Kontrollera regelbundet banden, (speciellt vid fästpunkterna), och bälteskuddarna för att upptäcka ev. slitage.

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden kontroll utföras. Behovet måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Tillåtna anpassningar

Kapning av band. Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning. En anpassning är en ändring som görs inom ramar för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Garanti

1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB.

Produkten passar till Anatomic SITT ABs sortiment av sittsystem samt till marknadens rullstolar/sittsystem. För övriga specialkombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Denna produkt är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får ej användas som säkerhetsbälte under transport, som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.

OBS! Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

The Support Serie is developed and CE-marked to fit wheelchairs/seating systems on the European Medical Aids Market.



The Support Serie is not intended to replace health care staff supervision.



Tri-glide

Support Armband prevents "overstretching" so that the arms will not land outside the seating system or wheelchair.

Mounting on the seat system or the wheelchair: Support Armband must be mounted and adjusted by medical / qualified people. The pulling direction of the armband should be diagonal to prevent "overstretching" and at the same time provide freedom of movement. A suitable attachment can be around the frame tube of the wheelchair or at the outer side of the seat system.

1) Mount the armband in a suitable position with the enclosed buckles.

Alt 1: Screwed in the seat system: By mounting in the seat system the enclosed band lock (possible to be opened) will be screwed fast.

Alt 2: Mounting around a tube: By mounting around the frame tubes run the band through the enclosed Tri-glide buckle as you can see in the picture.

2) Adjust the length for the user's dimensions of movement at the attachments.

3) Stretch the band at the wrist. See to it that the belt cushion is positioned so that it provides a maximum pressure relief.

Daily care

Wipe with a damp cloth and / or disinfectants. Visual oversight of the seams, straps and buckles, making sure it works properly.

Washing instructions

60°, soft wash. Do not tumble dry. Drying cabinet, low temperature, we recommend, however, hang drying (dries faster). For longer durability wash in laundry bag.

Guarantee

1 year. Only use spare parts delivered by Anatomic SITT AB.

Controls

Make continuous checks of the user to discover any skin redness that remains. If this occurs, immediately stop using the product. Check the straps, (especially at the points of attachment); and belt cushions to discover any wear.

Service

In order for the product to work properly and safely, you need to check it regularly. The need must be assessed case by case, depending entirely on the use and wear. Work should always be professional and qualified staff. If you are unsure, you are always welcome to contact Anatomic SITT AB.

Allowed adaptations

Cutting the straps. Each time the product is changed in any way you have to assess whether it is an adaptation or customization. An adaptation is a change made in the context of the product's CE Mark. Everything else is a customization. Adjustments may be made only by the person who is considered qualified for the task and should always be performed in a professional manner. The CE mark means that the product meets all relevant European safety requirements.

The product fits Anatomic SITT's seating systems as well as other brands of wheel chairs and seating systems. For other combinations, contact Anatomic SITT AB.

Recycling

A worn out part or product should be disassembled and discarded. Separate and sort after material type.

This product is intended to securely position a user. The product should not be used as safety belt during transport, as restraint of a person or in any other manner that could cause injury.

NOTE! The prescriber of the medical device, or someone with equivalent skills and knowledge of the patient and the medical device, must always perform a risk analysis before use. If this analysis shows that there may be risk of serious injury, the patient must never be left unattended when the medical device is used.



Box 6137, SE- 600 06 NORRKÖPING
Tel. +46 11-16 18 00, Fax +46 11-16 20 05
www.anatomicstt.com



Viengevej 4, 8240 RISSKOV
Tel. +45 86- 17 01 74, Fax: +45 86- 17 01 75
www.anatomicstt.com



Håndverksvein 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64- 91 80 60, Fax +47 64- 91 80 66
www.bardum.no