


Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.



Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för halsen.

Selen MÅSTE användas i kombination med ett höftbälte!

Produkten ska monteras och anpassas av medicinsk/behörig personal.

Positioneringsserien Support är inte avsedd att ersätta vårdpersonalens tillsyn.




Rätt dragriktning



Fel dragriktning



Nedre infästningsbeslag  
Zitzi Delfi Pro



Nedre infästningsbeslag  
Zitzi Sharky Pro



Tri-glide metoden

#### Montering på sittsystem eller rullstol:

- 1) Montera först positioneringsbältet, SittBelt, med rätt dragriktning för att positionera och ev. korrigerar brukarens bäcken optimalt
- 2) Montera sedan positioneringssele, Sternumstödet, i rätt dragriktning för att positionera och ev. korrigerar brukarens bäcken optimalt
- 3) Montera selens nedre fästpunkter snett nedåt så "högt" upp som möjligt. Se exempel nedan på infästning Sharky & Delfi
- 4) Montering av övre fästpunkter. Montera selens övre fästpunkter i lämplig placering

**Alt. 1** - Vid montering på fast rygg - Öppningsbart bandlås fästs med skruv. OBS - Islagsmutterns taggar ska låsa i träryggen

**Alt. 2** - Vid montering runt ramrören, trå bandet enl. bild "Triglide"

**Alt. 3** - Vid montering på "hängmatterygg", används "fäste mellan körhandtag", FMK.

#### Dragriktning, övre fästpunkter:

Dragriktningen för de övre fästpunkterna bör vara isamma höjd som axelpartiet för att förhindra att axeln trycks nedåt. Vid behov finns förhöjningsstag att köpa som tillbehör. (art. 3715)

#### Justering av sternumstöd:

- 1) Drag åt selen med hjälp av infästningsspännena
- 2) Kontrollera att tillräckligt utrymme för halsen

#### Efterkontroll: Kontrolleras vid varje ny insittning:

- dragriktningen • trycket på bandet • att det finns tillräckligt med utrymme vid hals • placeringen av bälteskuddarna

#### Daglig skötsel/Rekondanvisning

Torkas enkelt av med fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel. Visuell översyn av sömmar, band och spännen så att det är helt och fungerar.

#### Tvåtttråd

60°, fintvätt. Ej torktumling. Torkskåp låg temperatur, vi rekommenderar hängtorkning (torkar snabbast). För längre hållbarhet tvätta i tvättpåse.

#### Garanti

1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB

#### Kontroller

Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast använda selen. Kontrollera regelbundet banden, (speciellt vid fästpunkterna), och bälteskuddarna för att upptäcka ev. slitage

#### Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden kontroll utföras. Behovet måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

#### Tillåtna anpassningar

Kapning av band. Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning. En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

**Produkten passar** till Anatomic SITT ABs sortiment av sittsystem samt till marknadens rullstolar/sittsystem. För övriga specialkombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

#### Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Denna produkt är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får ej användas som säkerhetsbälte under transport, som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.

OBS! Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

The Support Serie is developed and CE-marked to fit wheelchairs/seating systems on the European Medical Aids Market.



Make sure that there is enough space for the neck.

The harness MUST be used in combination with a hip belt!

The product should be mounted by a medical / qualified therapist only.

The Support Serie is not intended to replace health care staff supervision.




Right pulling direction



Wrong pulling direction



Lower attachments  
Zitzi Delfi Pro



Lower attachments  
Zitzi Sharky Pro



Tri-glide

#### Mounting on a seating system or a wheelchair:

- 1) First mount the Anatomic SITT positioning SittBelt, (See separate manual), for an optimal pelvis position.
- 2) Then mount the positioning strap, H-strap, with the right pull direction to position and possibly correct the pelvis optimally.
- 3) Mount the lower attachments of the strap diagonally downwards with the enclosed Tri-glide buckle.
- 4) Mount the upper attachments in a suitable place with the enclosed buckles:

Alt. 1: When mounting on the stable back - Screw on the enclosed straplock

Alt. 2: When mounting around the frame tubes - Run the strap through the enclosed Tri-glide buckle

Alt. 3: When mounting the "hammock back" - Use the "holder between handles", item 7022 + 3719

#### The pull direction of the upper attachments:

The direction of the upper attachments should be at the same level as the shoulders to prevent the shoulders from being pressed downwards. If necessary, use raising stays (Item 3715).

#### Adjustment of the Sternum support:

- 1) Tighten the upper straps of the Sternum support.
- 2) Make sure that there is enough space for the neck

#### Supervisory control (check at every new adjustment)

- The pulling direction • The pressure of the strap • Space around the neck • The position of the belt cushions.

#### Daily care

Wipe with a damp cloth and / or disinfectants. Visual oversight of the seams, straps and buckles, making sure it works properly.

#### Washing instructions

60°, soft wash. Do not tumble dry. Drying cabinet, low temperature, we recommend, however, hang drying (dries faster). For longer durability wash in laundry bag.

#### Guarantee

1 year. Only use spare parts delivered by Anatomic SITT AB.

#### Controls

Make continuous checks of the user to discover any skin redness that remains. If this occurs, immediately stop using the product.

Check the straps, (especially at the points of attachment); and belt cushions to discover any wear.

#### Service

In order for the product to work properly and safely, you need to check it regularly. The need must be assessed case by case, depending entirely on the use and wear. Work should always be professional and qualified staff. If you are unsure, you are always welcome to contact Anatomic SITT AB.

#### Allowed adaptations

Cutting the straps. Each time the product is changed in any way you have to assess whether it is an adaptation or customization. An adaptation is a change made in the context of the product's CE Mark. Everything else is a customization. Adjustments may be made only by the person who is considered qualified for the task and should always be performed in a professional manner. The CE mark means that the product meets all relevant European safety requirements.

**The product fits** Anatomic SITT's seating systems as well as other brands of wheel chairs and seating systems. For other combinations, contact Anatomic SITT AB.

#### Recycling

A worn out part or product should be disassembled and discarded. Separate and sort after material type.

This product is intended to securely position a user. The product should not be used as safety belt during transport, as restraint of a person or in any other manner that could cause injury.

NOTE! The prescriber of the medical device, or someone with equivalent skills and knowledge of the patient and the medical device, must always perform a risk analysis before use. If this analysis shows that there may be risk of serious injury, the patient must never be left unattended when the medical device is used.