



Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00



Art.nr. BR801-7, utgåva 3 2010-04-29

Support Handmanschett

SE- Handmanschett ska monteras och anpassas av medicinskt / behörig personal.



1.



- Sätt handen på styret
- Lägg handmanschetten enligt bilden.

2.



- Fäst handledsflikarna.

3.



Vik runt främre delen kring handen och fäst kardborrelåsningen.

Efterkontroll: Kontrollera att inte handmanschetten sitter för hård. Ev. hudrodnad

Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad. Om detta uppstår, sluta genast använda handmanschetten.

Kontroll av slitage: Kontrollera regelbundet handmanschetten, (speciellt vid fästpunkterna), för att upptäcka ev. slitage.

Tvättråd: Support Exklusiv 40°, fintvätt // Support Soft 60°, fintvätt. Ej torktumlare eller torksåkåp.

Garanti: 1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB.

Produkten passar till sittsystem Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. För övriga kombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

Återvinning En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den Europeiska hjälpmedelsmarknaden.



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05

www.anatomicsitt.com



Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00



Art.nr. BR801-7, utgåva 3 2010-04-29

Support Handmanschett

SE- Handmanschett ska monteras och anpassas av medicinskt / behörig personal.



1.




- Sätt handen på styret
- Lägg handmanschetten enligt bilden.

2.



- Fäst handledsflikarna.

3.



Vik runt främre delen kring handen och fäst kardborrelåsningen.

Efterkontroll: Kontrollera att inte handmanschetten sitter för hård. Ev. hudrodnad

Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad. Om detta uppstår, sluta genast använda handmanschetten.

Kontroll av slitage: Kontrollera regelbundet handmanschetten, (speciellt vid fästpunkterna), för att upptäcka ev. slitage.

Tvättråd: Support Exklusiv 40°, fintvätt // Support Soft 60°, fintvätt. Ej torktumlare eller torksåkåp.

Garanti: 1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB.

Produkten passar till sittsystem Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. För övriga kombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

Återvinning En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den Europeiska hjälpmedelsmarknaden.



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05

www.anatomicsitt.com

