

"Flex-Gelenk"

Die Sitzeinheit ist mit einem Flex-Gelenk ausgerüstet, um eine etwaige Spastizität zu lösen und das Sitzen zu dynamisieren. Der Rückenwinkel umfasst einen Verstellbereich von 5° nach vorne bis 30° nach hinten.



Justierbare Rückeneinheit

Dieses Modul findet seine Anwendung z.B. bei Anwendern mit stärkeren Skoliosen.



Justierbare Beinführungselemente

Durch diese Elemente lassen sich Abduktion, Beinlängendifferenzen und sogar Arthrodesen unkompliziert anpassen und ausgleichen.



Stufenlose Abduktion



Beinlängendifferenz