




## TECHNISCHE DATEN

Zitzi Sharky	Gr. 1	Gr. 2
Patientengewicht ca.:	80kg	115kg
Körpergröße ca.:	125-160cm	150-185cm
Sitzbreite:	34-39 cm	41-46 cm
Sitztiefe:	33-46 cm	39-50 cm
Rückenhöhe bis Achsel:	31-47 cm	31-50 cm
Achsel bis Schulteroberkante:	16 cm	18 cm
Abduktion:	10°	10°
Hüftwinkel:	-20° bis +40°	-20° bis 40°




### Beinlängendifferenz

Gr. 1	7 cm
Gr. 2	5 cm

### Oberschenkelbreite


Gr. 1	14 cm
Gr. 2	17 cm



### Abduktion

Gr. 1	10°
Gr. 2	10°


## KOPFSTÜTZEN



Maße in cm

	A	B
Kopfstütze Gr. 1	22	15
Kopfstütze Gr. 1 lang	28	16
Kopfstütze Gr. 2	24	19
Kopfstütze Gr. 2 lang	28	21


## RÜCKENLEHNE



Maße in cm

	A1	A2	B	C
Rücken Gr. 0	29	26	46	13
Rücken Gr. 1	33	30	46	13
Rücken Gr. 2	33	30	46	18
Rücken Gr. 3	36	33	48	18

## FUSSSTÜTZE



Maße in cm

	A	B	C	D
Fußstütze	38	26	19	26