


"Flex-Rückenlehne"

die flexible Rückenlehne passt sich der Sitzstellung des PKW-Sitzes an und ermöglicht so auch Ruhepositionen.



Höhenverstellbarer Rücken

Der höhenverstellbare Rücken garantiert ein "Mitwachsen" mit dem Kind.



Einstellbare Beinteile

Man kann stufenlos abduzieren oder die Länge der Sitztiefe einstellen. All dies erfolgt, um eine so optimale Sitzstellung wie möglich zu erreichen und es dem Benutzer zu erlauben, mit ein und demselben Stuhl zu wachsen. Es besteht auch die Möglichkeit der Schrägstellung.



Abduktion



Beinlängendifferenz