

TECHNISCHE DATEN

Zitzi Carseat

Körpergröße, ca.:	125- 160 cm
Sitzbreite:	33,5 cm
Sitztiefe, Standard	39 cm
Sitztiefe:	39- 45 cm
Rumpfbreite:	29 cm
Rückenhöhe bis Achsel:	39-45 cm
Hüftwinkel:	-10° +40°
Körpergewicht:	15 - 36 kg
Gewicht:	8 kg


Zitzi Carseat Mini

Körpergröße, ca.:	90-115 cm
Sitzbreite:	33,5 cm
Sitztiefe, Standard	31 cm
Sitztiefe:	29-33,5 cm
Rumpfbreite:	27 cm
Rückenhöhe bis Achsel:	23- 35 cm
Hüftwinkel:	-10° +40°
Körpergewicht:	9- 36 kg

Gr. 2


Gr. 3

Körpergröße, ca.:	110-130 cm
Sitzbreite:	33,5 cm
Sitztiefe, Standard	35 cm
Sitztiefe:	33,5-38cm
Rumpfbreite:	29 cm
Rückenhöhe bis Achsel:	22- 42 cm
Hüftwinkel:	-10° +40°
Körpergewicht:	15- 36 kg



KOPFSTÜTZE


Carseat mini



Carseat


	A	B
Carseat mini	27	20
Carseat	31	20

RÜCKENLEHNE



	A	B	C
Rücken Gr. 1	22	31	10
Rücken Gr. 2	27	35	11
Rücken Gr. 3	29	40	13

FUSSSTÜTZE



	A	B
Fußstütze Gr. 1	34	22