

Zitzi Wave

Wave - endlich ein echter Sitzschalenbuggy! Funktionell & stabil, dynamisch durch die integrierte Federung und einfach zusammenklappbar.

Wave wurde speziell für unsere Zitzi Delfi- Sitzeinheit entwickelt und eignet sich ebensogut für Individuelle Sitzorthesen. Wave lässt sich bis 75kg belasten und wurde durch und durch stabil konstruiert, ohne den Anwender einzuschränken.

ab Frühjahr 2007 erhältlich..

Zitzi Wave



TECHNISCHE DATEN

Untergestell:	Octopus	Flipper	Grizzly
Anzahl Größen:	2	2	1
Verstellbare Hubhöhe:	JA	JA	JA (stufenlos)
Kantelung:	JA	JA	JA
Max. Belastung, kg:	85	85	110
Crashgetestet*:	--	JA	JA

* Crashgetestet & zugelassen nach ISO 7176-19 / ISO 10542

* Alle Crashtests wurden mit Zitzi Delfi & Zitzi Sharky durchgeführt

Octopus

In zwei Größen erhältlich

Manuell über Gasfeder oder elektrisch verstellbar erhältlich

Neigung Sitzeinheit, Gasdruckfeder: +8° bis -20°

Neigung Sitzeinheit, manuell: +16° bis -42°

Stufenlose Sitzhöhe: 45-55 cm / 46-56 cm

Räder: 125 mm

Max. Belastung: 85 kg

Größe:	Gewicht:	Länge x Breite:
Octopus Gr. 1:	13 kg	53 x 51 cm
Octopus Gr. 2:	15 kg	57-70 x 53 cm
Octopus El Gr. 1:	21,5 kg	53 x 51 cm
Octopus El Gr. 2:	23,5 kg	57-70 x 53 cm

Flipper

In 2 Größen manuell über Gasfeder oder elektrisch verstellbar erhältlich

Neigung Sitzeinheit, Gasdruckfeder: +8° bis -20°

Neigung Sitzeinheit, manuell: +16° bis -42°

Stufenlose Sitzhöhe: 24-66 cm

Räder: 125 mm alt. 300 mm hinten

Max. Belastung: 85 kg

Zubehör: Schiebebügel, 6" mit Gabel, 12" Rad (hinten)

Größe:	Gewicht:	Länge x Breite:
Flipper Gr. 1:	19,5 kg	73 x 45 cm
Flipper Gr. 2:	22 kg	82 x 50 cm
Flipper El Gr. 1:	28 kg	73 x 45 cm
Flipper El Gr. 2:	30,5 kg	82 x 50 cm

Grizzly

Neigung Sitzeinheit: +10° bis -40°

Stufenlose Sitzhöhe: 22,5 - 83 cm

Räder: 125 alt. 300 mm hinten

Max. Belastung: 110 kg

Größe:	Gewicht:	Länge x Breite:
Grizzly:	36,5 kg	87 x 64 cm