

# Support

Positionierungshilfen mit hervorragender Passform, stark beanspruchbar und zum Einsatz für nahezu jedes Sitzsystem geeignet.

In drei verschiedenen Varianten erhältlich:

- SE** Exklusiv – Lederähnliches Material, abwischbar.
- SSS** Soft - Stretch-Material, folgt dynamisch der Bewegung (schwarz)
- SSB** Soft - Stretch-Material, folgt dynamisch der Bewegung (blau)



## STERNUMGURT:

Der Sternumgurt sorgt für eine gezielte Unterstützung über dem Brustbein.

Erhältlich in den Größen:  
X-Small  
Small  
Medium  
Large

Erhältlich in den Modellen:

**SE** **SS** **SBB**

## STERNUMGURT WESTE:

Der Sternumgurtweste sorgt für eine gezielte Unterstützung über dem Brustbein.

Erhältlich in den Größen:  
X-Small  
Small  
Medium  
Large

Erhältlich in den Modellen:

**SE** **SS** **SBB**

## X-GURT:

Der X-Gurt unterstützt sowohl Schulterpartie als auch Rumpf.

Erhältlich in den Größen:  
Small  
Large

Erhältlich in den Modellen:

**SE** **SS** **SBB**

## H-GURT:

Der H-Gurt unterstützt sowohl Schulterpartie als auch Rumpf. Wird bei etwaiger Rotation benutzt und hält die Schulterpartie zurück. Kann auch verwendet werden, wenn man nur auf einseitig Unterstützung benötigt.

Erhältlich in den Größen:  
Small  
Medium  
Large

Erhältlich in den Modellen:

**SS** **SBB**