

## Maatvoering EasyStand Sta-ortheses

Of u nu op zoek bent naar een sta-orthese voor een volwassene of een kind; het is belangrijk dat de sta-orthese die u kiest perfect past. Om zeker te zijn dat u de juiste maat sta-orthese kiest hebben we een overzicht voor de maatvoering van de EasyStand sta-ortheses gemaakt.

Let op! De maatvoering is ongeveer daar de lengte van benen en romp soms verschillen in verhoudingen. Om de juiste sta-orthese te vinden is het belangrijk om te zorgen dat de zitdiepte overeenkomt.

	Lengte client	Onderbeenlengte <sup>?</sup>	zitdiepte <sup>?</sup>	Maximum toelaatbaar gewicht
<a href="#">EasyStand Magician•ei</a>	71-102cm	8-38cm	16-28cm	20kg
<a href="#">EasyStand Magician Comfy</a>	91-137cm	24-41cm	27-39cm	45kg
<a href="#">EasyStand Magician Original</a>	91-137cm	23-38cm	27-39cm	45kg
<a href="#">EasyStand Evolv Youth Basic</a>	122-168cm	28-46cm	36-48cm	90kg
<a href="#">EasyStand Evolv Adult Basic</a>	152-188cm	36-53cm	41-53cm	127kg
<a href="#">EasyStand Evolv XT Basic</a>	183-208cm	43-58cm	48-61cm	159 kg
<a href="#">EasyStand Evolv Youth Glider</a>	122-168cm	28-46cm	36-48cm	90kg
<a href="#">EasyStand Evolv Adult Glider</a>	152-188cm	38-46cm	41-53cm	127kg
<a href="#">EasyStand Evolv Youth Mobile</a>	152-168cm	28-46cm	36-48cm	90kg
<a href="#">EasyStand Evolv Adult Mobile</a>	152-188cm	36-53cm	41-53cm	127kg
<a href="#">EasyStand Evolv XT Mobile</a>	183-208cm	43-58cm	48-61cm	159 kg

<a href="#"><u>EasyStand Evolv Youth Shadow Tray</u></a>	122-168cm	36-53cm	36-48cm	90kg
<a href="#"><u>EasyStand Evolv Adult Shadow Tray</u></a>	152-188cm	36-53cm	41-53cm	127kg
<a href="#"><u>EasyStand Evolv XT Shadow Tray</u></a>	183-208cm	43-58cm	48-61cm	159kg
<a href="#"><u>EasyStand StrapStand</u></a>	152-195cm	N.v.t	N.v.t.	159kg
<a href="#"><u>EasyStand 5000 Youth</u></a>	122-168cm	28-48cm	36-46cm	82kg
<a href="#"><u>EasyStand 5000</u></a>	152-195cm	28-48cm	46-61cm	127kg