


Instelbare rugleuning

Eenvoudig in te stellen meeverende rugleuning Geeft driepuntsondersteuning



Eenvoudig in te stellen

De rugleuning en de armliggers zijn uitgerust met draaiknoppen



Benodigd gereedschap


Er is slechts 1 maat inbussleutel nodig om de stoel in te stellen. Deze is gemonteerd in de afdekkap van bovenaan het rugprofiel

Gecrashtest en gecertificeerd

In combinatie met de Anatomic SITT onderstellens

Handige kleurcode

Maakt het makkelijker de zitting in te stellen



Abductie / Adductie / Asymmetrie

De zitting is eenvoudig aan de wensen van de gebruiker aan te passen



Bevestigingspunten

Zorgt voor de ideale trekrichting ongeacht de instellingen van de zitting



Zitzi Delfi Pro Feiten

Het zitsysteem biedt uitgebreide mogelijkheden als het aankomt op instellingen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om de stoel uitgebreid mee te laten groeien. Speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren met uitgebreide behoeften.



ZWEEDS DESIGN EN KWALITEIT



Maten	3 st	Okselhoogte	17-40 cm
Abductie	-9/+18°	Rombreedte	17-31 cm
Gebruikerslengte	160 cm	Zitbreedte	24-38 cm
Rughoek	-12/+26°	Zitdiepte	17-40 cm