

**Op deze afbeelding**  
Seabass 2 met 22" quick-release wielen  
en meervoudig instelbare voetensteun

**Duwbeugel**

Drie verschillende modellen en maten



**Duwbeugel**

Deze is eenvoudig in hoogte en hoek verstelbaar

**Wielen**

Keuze uit 5 verschillende maten

**Sterk**

Solide constructie

**Quick-release**

Voor eenvoudige montage

**Seabass Pro**

Sterk, uitgebalanceerd, stabiel en cool design



**ZWEEDS DESIGN EN KWALITEIT**

**Seabass PRO Feiten**

Seabass met het zwaartepunt op de juiste plek. Een asplaat met veel gaten zorgen voor een enorme variatie in maten en plaatsen van de wielen. Welke zitunit er ook geplaatst wordt, bovenstaand staat garant voor een perfecte balans.

**Maten** ..... 3 st  
**Wielen** ..... 12-24"  
**Gebruikersgewicht** ..... 135 kg  
**Verkanteling** ..... 30°

**Zithoogte** ..... 45 cm  
**Kleur** ..... Black  
**Gewicht** ..... 19 kg  
**Gecrashtest** ..... Gecertificeerd