

## PLURI

En serie mätinstrument att använda vid utprovning av hjälpmedel.

### PLURIMETER

Med PluriMeter får Du möjlighet att mäta vinkelförhållandet mellan olika kroppsdelar vid utprovning av hjälpmedel.



### PLURIDIG

PluriDig är ett enklare instrument för att mäta vinkelförhållandet mellan olika kroppsdelar.




## UNIVERSALKLÄMMAN




Exempel på användningsområden: Universalklämman monteras enkelt runt såväl runda som fyrkantiga rör med dimension, 20,0 – 30,0 mm. Klämman levereras antingen obehandlad eller med svart ytbehandling.

Anatomic SITT använder klämman i olika sammanhang. T.ex. som till ovan tillsammans med fäste mellan körhandtag. (Art. 7022).




Utprovningsslåda


Standardklämma



Justerbar klämman



Extra lång justerbar klämman



## FÄSTE MELLAN KÖRHANDTAG

Fäste mellan körhandtag monteras runt rullstolens körhandtag/ryggör. Passar såväl runda som fyrkantiga rör med dimension 20,0 – 30,0 mm. Fäste för huvudstöd ingår. För enkel montering av Anatomic huvudstöd, PLUSH & Pro Serie köp till innerhylsor enl. artikellista. Vid behov kan även förhöjningsstag till Support-serie köpas till.



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05

[www.anatomicstt.com](http://www.anatomicstt.com)