

## Vakuform positioneringsmadrasser

Vakuform är en serie ligg- och positioneringssystem som används till brukare som behöver ytterligare avlastning & positionering. Produkterna är lätta att arbeta med och omformas enkelt och individuellt efter brukarens behov.

Vakuform-produkterna är fyllda med sandlikande material och är sedan klädda med en mjuk neoprene. För att forma och positionera sugs luften ur och man skapar ett vaccum i kuddarna. Till detta finns det olika pumpar för att antingen behålla positionen eller att regelbundet justera den.

Unikt för Vakuform/Vakucare madrasser och kuddar är att de tillverkas individuellt efter varje order.

### Vakucare

**Oval madrass med en sömnad som löper ut runt madrassen.**



Tillverkas efter måttbeställning upp till  
180 cm x 80 x 20 cm

### Vakuform

**Rektangulär madrass med 4 st sömmar.**



Tillverkas efter måttbeställning upp till  
200 cm x 90 x 27 cm

### Tillbehör

- Delade luftkammare (ger möjligheten att positionera olika delar av madrassen individuellt)
- Möjlighet att integrera färdiga grendelade, amstöd, bältes fästen, olika höjder mm.  
Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt.

#### 1. Handpump

Handpump för att blåsa i och ur luft manuellt.

#### 2. Automatisk pump med batteri

En pump som känner av när vakumtrycket börjar avta och suger då automatiskt ur mer luft för att hålla formen på madrassen så länge som behövs efter en ligg- eller sittanpassning.

#### 3. El pump utan switchfunktion

Pump som blåser in samt suger ur luft vid positionering av madrassen.

#### 4. El-pump 22 L med switch

En pump som blåser in samt suger ur luften vid positionering av madrassen med enkel switch-funktion för vakuum samt luft.

