

Anatomic Hygiensits

Skötselanvisning:

Fodren, (det blå materialet närmast kroppen), handtvättas med en mjuk tvättsvamp i 40° C. Fodren ska torka i rumstemperatur och får inte placeras direkt mot en värmekälla. **De får inte torkas i torkskåp eller torktumlare, då de kan förlora formen.** Plastinsatsen tvättas med svamp eller mjuk borste. Du kan använda mild tvättmedel eller desinfektionsmedel om det behövs.



**Om du inte är nöjd med sitsen eller om det uppstått problem, kontakta din ordinator /
Hjälpmiddelscentral eller Anatomic SITT AB
(uppgifterna finns på etiketten "Specialanpassad produkt")**



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05

www.anatomicstt.com



Anatomic Hygiensits

Skötselanvisning:

Fodren, (det blå materialet närmast kroppen), handtvättas med en mjuk tvättsvamp i 40° C. Fodren ska torka i rumstemperatur och får inte placeras direkt mot en värmekälla. **De får inte torkas i torkskåp eller torktumlare, då de kan förlora formen.** Plastinsatsen tvättas med svamp eller mjuk borste. Du kan använda mild tvättmedel eller desinfektionsmedel om det behövs.



**Om du inte är nöjd med sitsen eller om det uppstått problem, kontakta din ordinator /
Hjälpmiddelscentral eller Anatomic SITT AB
(uppgifterna finns på etiketten "Specialanpassad produkt")**



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05

www.anatomicstt.com

